

# CUSTOMIZE<sup>®</sup>

## M E D I C A L

### Protocolo de tomografia computadorizada

Plano de corte	Axial
Visualização	Lateral
Nível de corte	Vértebra C4 até a Glabela
Angulação	0 (zero) graus
Técnica de aquisição	Serial ou Helicoidal
Largura dos cortes	0,65 a 1 mm
Configurações de exposição	120 kV - 250 mA
FOV	250
Algoritmo de aquisição	Tecido ósseo
Matriz das Imagens	512 x 512